Illumina COVIDSeq™ Test (RUO版)を 用いたSARS-CoV-2 オミクロン変異株検出 のためのガイドライン

ARTIC v4プライマープールに11の 追加オリゴを添加し、オミクロン 変異株に対するほぼ完全なゲノム カバレッジを取得

illumina

はじめに

新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) はCOVID-19パンデミックの原 因であり、このパンデミックは、過去1世紀における最大の公衆衛生上 の緊急事態の1つとして世界中の数十億もの人々に影響を及ぼしてい ます。¹ この感染力の高いウイルスは変異を獲得し、さまざまな株に進 化し、これらのうちのいくつかは、懸念される変異株として公衆衛生コ ミュニティーによって同定されていることから、迅速かつ精確なウイ ルス検出と特性評価が必要であることは明らかです。²⁵ これらの変異 株における変異は、プライマー結合に悪影響を及ぼす可能性があるた め、アンプリコンシーケンスメソッドでは問題になることがあります。 それに対し、進化するウイルスゲノムを精確にシーケンスし続けるに は、プライマープールのアップデートが必要です。

ARTIC Networkは、2020年後半にSARS-CoV-2ゲノムを効率的に シーケンスできるプライマー配列を開発し、発表しました(ARTIC v3)。デルタ変異株(B.1.617.2)の出現では、この株の多くの変異によ り、ARTIC v3プライマーを用いたウイルスゲノムに増幅の問題が生じ ました。^{6.7} それに対し、ARTIC Networkは低カバレッジのアンプリコ ンに対するプライマー配列を設計し直すことで、ARTIC v4プライマー プールの構築につながりました。2021年11月初旬に南アフリカでオ ミクロン変異株(B.1.1.529)が初めて同定され、その感染速度の速さ によって、複数の地域で急速に優勢な変異株となりました。^{8.9} プライ マー結合部位のオミクロン変異株の新たな変異は、ARTIC v4プライマー マープールを用いた増幅に悪影響を及ぼすことが考えられました。こ の問題を解消するために11のプライマーを用いてARTIC v4プライマー プールを更新したことで、ARTIC v4.1プールが得られました。

また、ハイブリッドキャプチャーを用いた濃縮によるシーケンスアプ ローチは変異が多くみられる領域内であっても有効性が持続します。 Ilumina RNA Prep with Enrichmentを用いたRespiratory Virus Oligo Panel v2は、SARS-CoV-2変異株などの一般的な呼吸器系ウイ ルスの検出と特性評価が可能です。この濃縮方法を用いたパネルは、 新たなSARS-CoV-2変異株のサーベイランスを目的とした「フュー チャープルーフ (将来を見据えた)」メソッドとして使用できる可能性が あります。

本テクニカルノートでは、ARTIC v4.1プールを調製するために11の追加オリゴを添加するプーリングスキームをお示しします。既知のオミクロン系統の鼻咽頭(NP)スワブサンプルを用いて、ARTIC v4プールとv4.1プールの機能試験の結果を明らかにします。最後に、Ilumina RNA Prep with Enrichmentを用いたRespiratory Virus Oligo Panel v2 について、オミクロン陽性サンプルを用いて評価し、SARS-CoV-2変異株ゲノムの変異を克服するための性能を判定します。

実験方法

サンプル調製

30の上気道検体は、COVID-19関連症状を発現した人からフロック 鼻咽頭スワブとPrimeStore Molecular Transport Media (MTM) (Longhorn Vaccines & Diagnostics, LLC) を用いて収集しまし tc. KingFisher Flex Magnetic Particle Processor with 96 Deep Well head (Thermo Fisher Scientific) & MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit (Thermo Fisher Scientific、カタロ グ番号:A48383)をハイスループットの核酸抽出に使用しました。 Synthetic RNA Control 48 (B.1.1.529/BA.1) (Twist Bioscience, カタログ番号:105204)は、オミクロン変異株検出の陽性コント ロールとして200コピーの合成ウイルスを用いてアッセイしました。 TagPath COVID-19 Combo Kit (Thermo Fisher Scientific、カタロ グ番号: A47814) を使用して、Applied Biosystems QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific、カタログ 番号:4485701) およびCOVID-19 Interpretive Software (Thermo Fisher Scientific)を用いたリアルタイムgPCRからSARS-CoV-2の ORF1abおよびNタンパク質遺伝子を検出しました。

Respiratory Virus Oligo Panelでは、NPスワブで採取した1サンプ ルを収集し、上記と同様の方法に従ってRNAの抽出、増幅を実施し ました。このサンプルは、N遺伝子についてはqPCR Ct値が14.4、 Orf_1abについては13.2となりました。Synthetic RNA Control 48 (B.1.1.529/BA.1)は、オミクロン変異株検出の陽性コントロールとし て1,700コピーの合成ウイルスを用いてアッセイしました。

ライブラリー調製

サンプルは、Illumina COVIDSeq Test (RUO版) (イルミナ、カタ ログ番号:20043675) にARTIC v4またはv4.1プールのいずれかを使 用し、デュプリケートで処理しました。v4.1プールを調製するためのプ ライマーは、25 nmoleのカスタムDNAオリゴとしてIntegrated DNA Technologies (IDT) から注文し、100 µMのIDTEバッファー[†]に懸濁 しました (表1)。プライマーは100 µMの各チューブから等量ずつプー ルしてから10 µMに希釈し、2種類の添加プールを作製し、それぞれ C4P1およびC4P2プライマープールのチューブに添加しました。

^{*} この試験の一環として評価していませんが、Illumina COVIDSeq Assay (96 samples)を用いた場合でも同様の結果が予想されると 考えられます。

[†] IDTE (10 mM Tris、0.2 mM EDTA) は、オリゴの懸濁および保存 に使用することがIDTから推奨されています。

表1:添加プールプライマー

C4P1.1添加プールプライマー	
プライマー名	プライマー配列
SARS-CoV-2_23_RIGHT_alt1	AGAATCTAAACCACTAAGACAAACACTAC
SARS-CoV-2_27_RIGHT_alt1	AATGTTGTGACTTTTTGCTACCTGC
SARS-CoV-2_79_RIGHT_alt1	AATTGGTGGTGTTTTGTAAATTTGTTTGAC
SARS-CoV-2_89_LEFT_alt1	TAGGTTTCCTATTCCTTACATGGATTTGT
SARS-CoV-2_89_RIGHT_alt1	CTAGATGGTGTCCAGCAATACGAAG
C4P2.1添加プールプライマー	
プライマー名	プライマー配列
プライマー名 SARS-CoV-2_10_LEFT_alt1	プライマー配列 TGAATATCACTTTTGAACTTGATGAAAGGATTG
プライマー名 SARS-CoV-2_10_LEFT_alt1 SARS-CoV-2_10_RIGHT_alt1	プライマー配列 TGAATATCACTTTTGAACTTGATGAAAGGATTG GGTTGAAGAGCAGCAGAAGTG
プライマー名 SARS-CoV-2_10_LEFT_alt1 SARS-CoV-2_10_RIGHT_alt1 SARS-CoV-2_76_LEFT_alt1	プライマー配列 TGAATATCACTTTTGAACTTGATGAAAGGATTG GGTTGAAGAGCAGCAGCAGGAGTG ATGTCTATGCAGATTCATTTGTAATTAGAGGT
プライマー名 SARS-CoV-2_10_LEFT_alt1 SARS-CoV-2_10_RIGHT_alt1 SARS-CoV-2_76_LEFT_alt1 SARS-CoV-2_76_RIGHT_alt1	プライマー配列 TGAATATCACTTTTGAACTTGATGAAAGGATTG GGTTGAAGAGCAGCAGAAGTG ATGTCTATGCAGATTCATTTGTAATTAGAGGT GTCCACAAACAGTTGCTGGTG
プライマー名 SARS-CoV-2_10_LEFT_alt1 SARS-CoV-2_10_RIGHT_alt1 SARS-CoV-2_76_LEFT_alt1 SARS-CoV-2_76_RIGHT_alt1 SARS-CoV-2_88_LEFT_alt1	プライマー配列 TGAATATCACTTTTGAACTTGATGAAAGGATTG GGTTGAAGAGCAGCAGAAGTG ATGTCTATGCAGATTCATTTGTAATTAGAGGT GTCCACAAACAGTTGCTGGTG TTATGTACTCATTCGTTTCGGAAGAG

表2:プライマープールの調製

C4P1.1の調製			
サンプル数	C4P1.1プールの合計量	C4P1の量	C4P1.1添加プールの量
1	4.30 µL	4.10 µL	0.20 µL
96	412.80 µL	393.14 µL	19.66 µL
384	1,651.20 µL	1,572.57 µL	78.63 µL
C4P2.1の調製			
サンプル数	C4P2.1プールの合計量	C4P2の量	C4P2.1添加プールの量
1	4.30 µL	4.06 µL	0.24 µL
96	412.80 µL	389.43 μL	23.37 µL
384	1,651.20 µL	1,557.74 µL	93.46 µL

添加したプールの量は各プライマーの等モル量のインプットとなるように計算しました(表2)。

COVIDSeq v4およびv4.1ライブラリーは、Bioanalyzer High Sensitivity DNA Kit (Agilent、カタログ番号:5067-4626)を用いて アッセイし、予測したライブラリー収量とサイズを確認しました。v4お よびv4.1ライブラリープールのいずれもシーケンス用に十分な収量が あり (それぞれ、60.12 nMおよび76.96 nM)、ライブラリーサイズは 予測した中央値でした (それぞれ、310 bpおよび315 bp)。

Respiratory Virus Oligo Panel

ライブラリーは、Illumina RNA Prep with Enrichment (イルミナ、 カタログ番号:20040536) およびIDT for Illumina DNA/RNA UD Indexes (イルミナ、カタログ番号:20027213) を使用して、NPス ワブサンプルのRNAを用いて調製しました。また、Synthetic RNA Control 48は、陽性コントロールとして、プロトコールの「変性RNA」 ステップで1,700コピーの合成ウイルスのインプットを用いてアッセイ しました。増幅後、サンプルをRespiratory Virus Oligos Panel v2 (イ ルミナ、カタログ番号:20044311) を用いてシングルプレックス反応 として濃縮しました。NPスワブサンプルおよびControl 48のいずれ もデュプリケートでアッセイしました。濃縮したライブラリーは、上記 と同様にアッセイし、予測したライブラリー収量 (11.65 nM) とサイズ (421 bp) を確認しました。

シーケンス

調製したライブラリーを、『NextSeq[™] 500 and NextSeq 550 Sequencing Systems Denature and Dilute Libraries Guide』に 従って変性、希釈し、74 bp × 2のペアエンドリード構成のNextSeq High Output Kit v2.5 (150 cycles) (イルミナ、カタログ番号: 20024907)を用いて、NextSeq 550システムでシーケンスしました。

データ解析

FASTQファイルは、BaseSpace[™] FASTQ Generationアプリv1.0.0 を用いてランデータから生成し、200万ペアエンドリード当たり100万 クラスターの同一の深度にダウンサンプリングしました。詳細な解析 は、BaseSpace Sequence HubのDRAGEN[™] COVID Lineageア プリv3.5.5で実施しました。COVIDSeqライブラリーに対して、プラ イマートリミングのために選択したv4またはv4.1いずれかのBrowser Extensible Data (BED) ファイルを用いたデフォルトパラメーター を使用しました。濃縮ライブラリーに対して、プライマートリミングの ために選択した [None (なし)] BEDファイルを用いたデフォルトパ ラメーターを使用しました。アンプリコンカバレッジは、DRAGEN COVID Lineageアプリから、「カウント」として報告されました。

結果

ARTIC v4およびv4.1プールの評価

全NPサンプルとコントロール中のSARS-CoV-2 RNAの存在は、 qPCRによって確認しました(図1)。DRAGEN COVID Lineageアプ リを用いたシーケンスデータの解析より、オミクロン変異株(BA.1)と して分類されました(データ示さず)。



図1: qPCRによるSARS-CoV-2 RNAの検出:Nタンパク質(青色) およびORF1ab(赤色)遺伝子領域についてプロットしたCt値。アッセイしたすべてのサンプルでSARS-CoV-2 RNAの存在が確認されました。

ARTIC v4およびv4.1プライマープールの性能は、Illumina COVIDSeq Test (RUO版)を使用して評価しました。キャプチャーしたゲノムの平 均パーセントは、非N塩基 (10×以上のカバレッジ)の割合として報告 され、v4およびv4.1はそれぞれ98.50%および99.66%でした。カバ レッジ中央値の平均は、v4およびv4.1はそれぞれ、1788および1748で した(図2)。

増幅について、ARTIC v4およびv4.1プライマープールを使用した場合 の差を検証するために、各アンプリコンに対するカバレッジをプロッ トしました。ARTIC Networkが実施した*in silico*解析では、アンプリ コン10、23、27、76、79、88、89および90はオミクロンに分類され たサンプルにおいて性能低下を示す可能性があると予測されました。 Synthetic RNA Control 48はアンプリコンカバレッジに対する品質 管理 (QC) として使用することができます。3回のテクニカルレプリ ケートのシーケンスの結果より、アンプリコン10、23、27および88 はどちらのプライマープールでも影響しなかったことが示されました (データ示さず)。アンプリコン76、89および90は、カバレッジ中に ほぼ完全なドロップアウトがありましたが、アンプリコン79はv4プール を用いたレプリケート間のカウントに広い幅があることが示されまし た。アンプリコン90を除いて、すべてのアンブリコンはv4.1プールでレ スキューされました(表3)。



図2:ARTIC v4およびv4.1プライマープールでアッセイを行ったNPサンプルのウイルスゲノムカバレッジ:v4(青色)およびv4.1(赤色)プライマー プールに対してウイルスゲノムカバレッジをアッセイしました。キャプチャーしたゲノムの平均パーセントは、非N塩基(10×以上のカバレッジ)の 割合として報告され、v4およびv4.1はそれぞれ98.50%および99.66%でした。カバレッジ中央値の平均は、v4およびv4.1はそれぞれ1788および1748でした。

アンプリコン	ARTIC v4	ARTIC v4.1	
76	ドロップアウト	レスキュー	
79	広いカウント幅	レスキュー	
89	ドロップアウト	レスキュー	
90	ドロップアウト	ドロップアウト	

表3·PNIA Control 48を用いたアンプリコンカバレッジ

v4プールで増幅したサンプルライブラリーについて、アンプリコン76 と90はカバレッジがほぼ完全にドロップアウトし、アンプリコン79、 88および89はサンプル間のカウントに広い幅があることが示されました(図3A、図3C)。Synthetic RNA Control 48を用いた結果と同様 に、アンプリコン10、23および27のカバレッジはどのv4増幅ライブラ リーでも影響しませんでした(図3A、図3C)。 これらの結果とv4.1プールで増幅した同一のサンプルライブラリーとの比較より、アンプリコン76と90のカバレッジがレスキューされ、アンプリコン79、88および89のカウントの幅が狭まったことが示されました(図3B、図3D)。これらのアンプリコンの性能向上は、v4.1プールに添加したプライマーが寄与したものと考えられます。また、これらの結果は、v4およびv4.1プライマープールを用いたアンプリコンカバレッジのQCに対して、Synthetic Control 48が使用できることも証明しています。

v4.1プールを調製する11プライマーがバリアント検出の分析感度に影響を及ぼす、または新しいPCRアーチファクトを取り込む可能性があるかを特定するために、v4およびv4.1プールで増幅したサンプル間のバリアントコールを比較しました。結果より、バリアントG22813T、 T22882GおよびG22898Aは、v4.1を用いて増幅した58ライブラリーのうちの55ライブラリーにおいてアンプリコン76に一貫して検出されましたが、v4では検出されませんでした。

シーケンス深度を視覚化するためにIntegrated Genomics Viewer (IGV)を用いた詳細な検証を行ったところ、v4増幅ライブラリーの G22813T、T22882GおよびG22898Aでバリアントコールの欠損をも たらすアンプリコン76におけるカバレッジギャップが示されました(図 4)。



図3: ARTIC v4およびv4.1プライマープールでアッセイを行ったNPサンプルのアンプリコンカバレッジ: ARTIC v4およびARTIC v4.1プライマープー ルで生成された、全アンプリコン (A、B)、およびスパイクタンパク質領域のアンプリコン72~84 (C、D)のカバレッジをプロットしました。アンプ リコン10、23および27は、どちらのプールでもカバレッジへの悪影響を示しませんでした(AおよびBの緑色矢じり)。v4プールの場合、アンプリコ ン76と90はほぼ完全なドロップアウトを示し(Aの赤色矢じり、Cの赤色囲み)、アンプリコン79、88および89は、サンプル間でカウントに広い幅が 示されました(Aのオレンジ色矢じり、Cのオレンジ色の囲み)。ARTIC v4.1プールでは、アンプリコン76、79、88および89がレスキューされました (Bの緑色矢じり、Dの緑色囲み)。



図4: ARTIC v4およびv4.1プールを用いたアンプリコン76のカバレッジ: IGVを用いたシーケンス深度の視覚化により、ARTIC v4プールを用いた 場合のアンプリコン76のカバレッジギャップが示されました。これは、G22813T、T22882GおよびG22898Aでバリアントコールがなかったことに よるものであり、v4.1プールを用いた場合では問題なくコールされました。

SARS-CoV-2変異株のカバレッジ取得のための

Respiratory Virus Oligo Panelを用いた濃縮

SARS-CoV-2変異株ゲノムにおける変異を克服するために、 Respiratory Virus Oligo Panel v2を用いてターゲット化した濃縮 方法を評価するために、NPスワブで採取したオミクロン陽性1サン プルおよびSynthetic RNA control 48を、Illumina RNA Prep with Enrichmentワークフローで処理しました。結果より、NPスワブサン プルおよびControl 48のキャプチャーしたゲノムの割合は、それぞれ 99.99%および99.53%であったことが示されました(図5)。NPスワ ブサンプルとControl 48のカバレッジ中央値は、それぞれ1963および 82でした(図5)。



図5:Respiratory Virus Oligo Panel v2を用いたSARS-CoV-2オミクロン変異株 (BA.1) のゲノムカバレッジ:NPスワブサンプル (上) とControl 48 (下) のキャプチャーしたゲノムの割合は、それぞれ 99.99%および99.53%であり、カバレッジ中央値は、それぞれ1963お よび82でした。注意:カバレッジに観測された低下は、濃縮またはアッ セイの性能によるものではなく、ゲノム内の欠損によるものです。

まとめ

COVID-19パンデミック下における新しいSARS-CoV-2変異株の出現 とまん延から、シーケンシングを用いたウイルスサーベイランスの必要 性は明らかです。本テクニカルノートでは、DRAGEN COVID Lineage アプリと共に使用したIllumina COVIDSeq Test (RUO版)によって、 ARTIC v4とv4.1プライマープールのいずれを用いてもSARS-CoV-2 系統が正しく分類されることを証明しました。さらに、v4プールはほぼ 完全なコンセンサスゲノムをもたらす一方で、一部のアンプリコンは、 オミクロン株を含むSARS-CoV-2変異株のカバレッジが低下すること を示しました。ウイルスゲノムの包括的なカバレッジが低下すること を示しました。ウイルスゲノムの包括的なカバレッジが低下すること を示しました。また、新しいプローブデザインとパネルのメンテナンスの 負担を避けたい場合、Illumina RNA Prep with Enrichmentを用いて Respiratory Virus Oligo Panel v2を使用することで、SARS-CoV-2 変異株の発生時に包括的なゲノムカバレッジが得られます。

詳細はこちら

Illumina COVIDSeq Test (RUO版) :jp.illumina.com/covidseq

参考文献

販売店

- World Health Organization. WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV). Published January 30, 2020. Accessed January 20, 2022.
- Baric, RS. Emergence of a highly fit SARS-CoV-2 variant. N Engl J Med.2020;383:2684–2686. doi: 10.1056/ NEJMcibr2032888.
- McCarthy KR, Rennick LJ, Nambulli S, et al. Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape. *Science*.2021; doi:10.1126/science. abf6950.
- Addetia A, Xie H, Roychoudhury P, et al. Identification of multiple large deletions in ORF7a resulting in in-frame gene fusions in clinical SARS-CoV-2 isolates. *J Clin Virol*.2020; 129:104523.
- Rosenthal SH, Kagan RM, Gerasimova A, et al. Identification of eight SARS-CoV-2 ORF7a deletion variants in 2,726 clinical specimens. *bioRxiv*.2020; doi. org/10.1101/2020.12.10.418855.
- MIcochova P, Kemp SA, Shanker Dhar M, et al. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion. *Nature*.2021;599(7883):114-119. doi: 10.1038?s41586-021-03944-y.
- Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization.*Nature*. 2021;596(7871):276-280. doi: 10.1038/s41586-021-03777-9.
- Saxena SK, Kumar S, Ansari S, et al. Characterization of the novel SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) variant of concern and its global perspective. *J Med Virol*.2021; Dec 14. doi: 10.1002/jmv.27524.
- 9. Thakur V, Ratho RK. OMICRON (B.1.1.529): A new SARS-CoV-2 variant of concern mounting worldwide fear. *J Med Virol*.2021; Dec 22. doi: 10.1002/jmv.27541.

イルミナ株式会社

〒108-0014 東京都港区芝 5-36-7 三田ベルジュビル 22 階 Tel (03) 4578-2800 Fax (03) 4578-2810 jp.illumina.com

f www.facebook.com/illuminakk

本製品の使用目的は研究に限定されます。診断での使用はできません。 販売条件: jp.illumina.com/tc

© 2022 Illumina, Inc. All rights reserved.

すべての商標および登録商標は、Illumina, Inc.または各所有者に帰属します。 商標および登録商標の詳細は jp.illumina.com/company/legal.html をご覧ください。

予告なしに仕様および希望販売価格を変更する場合があります。

Pub. No. M-GL-00691 v1.0-JPN 01MAR2022

illumina®